

Medicart Rollladen



Der Medicart-Wagen mit Rollladen ist genau wie der Medicart Schubfächer ein modulierbarer Wagen, der durch die sorgfältig ausgewählten Materialien, sein ergonomisches und exklusives Design, seine Hygiene und Robustheit besticht.

Der Wagen kann mit zahlreichen unterschiedlichen Innenteilen ausgestattet werden: angefangen bei Körben und Schalen, über Gitterwände bis hin zu ausziehbaren Schienen. Auf diese Weise erfüllt er mit Sicherheit Ihre speziellen Bedürfnisse.

Ob er im Pflegebereich oder für den Transport bzw. die Ausgabe von Medikamenten verwendet wird - der Medicart

Rollladen ist eine ergonomische, hygienische und für die Patienten sichere Lösung.

Alternativ zur grauen Standardversion können Sie sich auch für eine Holzoptik entscheiden.



Inhalt und Zubehör des Wagens können voll und ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden und Sie haben die Möglichkeit, Modulen und Medikamentenschalen zu kombinieren.



» Rollladen aus Kunststoff

Der Wagen verfügt über einen Druckschalter über den der Rollladen auf **einfache und ergonomische Weise** geöffnet werden kann. Beim Öffnen wird der Rollladen in **einem Bewegungsablauf** in eine abgeschlossene Kassette gezogen, sodass kein Schmutz in das System gelangen und zu Behinderungen führen kann.

Der Aufbau des Wagens ermöglicht eine einfache Reinigung, sowohl im Inneren als auch des Rollladens.



» Griff

Der Kunststoff-Rollladen verfügt über einen **Griff aus Aluminium, der über die gesamte Breite verläuft**. Dank dieses Griffs kann der Rollladen auf sichere und ergonomische Weise geöffnet und geschlossen werden.




» Schloss

Das standardmäßig installierte Zahlenschloss sorgt dafür, dass der Druckschalter **in geschlossenem Zustand blockiert** wird und nur durch Eingabe eines **4-stelligen Zahlencodes** geöffnet werden kann. Sowohl der Druckschalter als auch das elektronische Zahlenschloss befinden sich direkt unter der Arbeitsfläche. Mit einem Satz Batterien kann das elektronische Zahlenschloss bis zu 30.000 Mal gebraucht werden. Sind die Batterien leer, kann der Wagen dennoch mit einem **Notfallschlüssel** geöffnet werden. Alternativ ist auch eine Magnetkarte Verriegelung möglich.

» Medicart Rollladen - Gestaltung

Die Gestaltungsmöglichkeiten des Medicart-Wagens mit Rollläden können mithilfe der unten aufgeführten Formeln ganz einfach berechnet werden:



Für die Selektion von Modulen, Körbe und Stopps empfehlen wir diese von die Serie **SCM** zu wählen.

Für die Selektion von Modulen, Körbe und Stopps empfehlen wir diese von die Serie **MDS** zu wählen.

Abmessungen Medicart: 738 x 566 x 1158 mm
Standardhöhe der Arbeitsfläche: 1108 mm

Anzahl Positionen	SCM-1	SCM-2	MDS-1	MDS-2	
Modul oder Korb - 50 mm	1	2	2	2	
Modul oder Korb - 100 mm	2	4	3	4	
Modul oder Korb - 200 mm	3	6	5	6	
Schale mit Medina-Medikamentenbehälter	1	2	1	2	
Schale mit niedrige T-clear Medikamentenbehälter	2	3	3	3	
Schale mit hohe T-clear Medikamentenbehälter	2	4	3	4	
Schale mit Vita Medikamentenbehälter	1	2	2	2	
Volkern Regal	1	1	1	1	

» Medicart Rollladen - Komponenten



» Medicart rollladen und elektronischem Zahlenschloss

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe	Außenmaße
<u>19036 00001</u>	Ohne Gitterwände	Grau	738 x 566 x 1158 mm



» Set Gitterwände für Medicart rollladen

Bestellnummer	Typ	Beschreibung	Anzahl Positionen
<u>19030 00012</u>	SCM-2	Gerade Gitterwände	19
<u>19030 00011</u>	MDS-1	Ergonomische Gitterwände	14
<u>19030 00010</u>	MDS-2	Gerade Gitterwände	20
Auf Anfrage	SCM-1	Ergonomische Gitterwände	10



» Rahmen mit ausziehbaren Schienen für Körbe

Bestellnummer	Außenmaße
17004 00020	600 x 400 mm



» Rahmen auf Teleskopen für Medikamentenbehälter

Bestellnummer	Beschreibung	Außenmaße
17004 00025	Für T-clear Behälter	600 x 400 mm
17004 00050	Für Vita Behälter	600 x 400 mm



» Schließung mit Magnetkarte (auf anfrage)

Bestellnummer
19030 00016

Zum Ausfüllen mit Modulen, Körben und Trennwänden:
siehe Kapitel "Modularer Transport & Lagerung".

Standardartikel (Nicht-Standardartikel haben eine längere Lieferzeit)